

	Protocole : NUMEROTATION DES ECHANTILLONS		
	Référence : PRMH/PO/011/1	Rédigé par : M. FAVIER	
	Création/Mise à jour : 07/01/2013	Approuvé par : M. FAVIER	
	Version : 3	Nb de pages : 1/2	

	Fonction	Nom	Signature
Rédacteur	Responsable plate-forme	M. FAVIER	
Vérificateur	Ingénieur Qualité	Y. LOTTIN	
Approbateur	Responsable plate-forme	M. FAVIER	

Révisions			
Version	Description	Auteur	Date
1	Création	M. Favier	07/01/2013
2	MAJ correction fautes	M. Favier	14/01/16
3	MAJ	M. Favier	09/01/2024
4	MAJ	M. Favier	25/06/25

1. Objet et domaine d'application

Ce protocole décrit aux utilisateurs la façon correcte de numéroter leurs échantillons.

Cette réglementation de la nomenclature des échantillons permet une bonne compréhension entre la plateforme HistIM et ses utilisateurs en évitant les erreurs de lecture, d'interprétation.

Elle est identique quelque soit le type d'échantillons :

- échantillons congelés pour cryostat,
- cassettes pour l'inclusion en paraffine et blocs de paraffine,
- lames à colorer ou à immunomarquer.

2. Documents associés

Fiches de demandes techniques :

- Fiches de demandes de prestation en excel et dépôt sur Open Iris

3. Matériels

- Cryostat :

Les échantillons congelés pour coupe cryostat sont annotés au stylo bille sur les rondelles de liège ou au marqueur indélébile sur les moules plastiques/ aluminium... contenant l'échantillon.

- Paraffine :

La notation des cassettes plastiques pour blocs paraffine se fait au crayon à papier ou au marqueur résistant de façon sûre aux solvants) et sur le devant (côté en biseau) de la cassette. Vous pouvez inscrire votre propre nomenclature sur les tranches si vous le souhaitez. Le nom inscrit sur la fiche correspond à celui noté sur le devant de la cassette.

- Lames à colorer :

La notation des lames se fait au crayon à papier.

4. Description

La notation des échantillons, sur la fiche mais aussi sur l'échantillon lui-même, se fait selon le principe « initiales du demandeur + première lettre de l'organe + n° échantillon ou n° de souris ».

Exemple : DC-F1 pour utilisateur « Delphine Clément » échantillon d'organe : Foie et cassette n°1.

L'utilisateur prendra soin d'avoir une liste qui fera la correspondance entre le nom donné pour la plateforme et la nature exacte de l'échantillon (type de tissus, numéro de souris, souris WT/KO, conditions d'expériences, etc...).

Les échantillons sont à lister par ordre chronologique.



ATTENTION, les noms indiqués sur vos échantillons et ceux indiqués sur votre fiche d'accompagnement doivent être IDENTIQUES. Merci de toujours vérifier l'exactitude de vos informations. Si ce n'est pas le cas, la plateforme vous demandera de corriger vos erreurs et ne commencera le travail qu'après les corrections effectuées. Ou bien la plateforme renommera les échantillons.

Les lames qui vous seront rendues porteront les mêmes noms.



ATTENTION, vos numéros d'échantillons doivent se suivre d'une série à une autre, lorsque vous nous amenez des échantillons la fois suivante.